

Código: DOC-LE-ci-01 **Versión N°: 02**
Título: ACONDICIONAMIENTO Y ENVÍO DE MUESTRAS DE LECHE DE VACA INDIVIDUAL AL LABORATORIO



Coordinar la necesidad de materiales al menos 7 días antes del muestreo al 45748000 int 1425 o lacalinia@inia.org.uy

Consultar costos y formas de pago en:
www.inia.uy/productos-y-servicios/laboratorios/Laboratorio-de-Calidad-de-Leche

Recibirá: - Conservadora(s) de espumaplast.
 - Frascos de plástico con preservante líquido Lactopol (rojo- anaranjado) y etiqueta para identificar la muestra.
 - Etiqueta autoadhesiva de color azul, para usar cuando mande las muestras.



En el muestreo cuidar que el Lactopol no esté seco.



Enseguida de llenarlo invertir varias veces para mezclar bien.

Llenar los frascos hasta la mitad entre la línea indicadora y la parte superior.

Identificar la muestra con lapicera común o lápiz y letra legible.



Colocar los frascos en la caja orientando las tapas todas hacia el mismo lugar, evita que se destapen con el movimiento.

Conservar las muestras refrigeradas (4-8°C) o en un lugar fresco hasta el envío (no congelar).



Se recomienda rellenar el espacio entre los frascos y la tapa con papel o cartón.
 Colocar la etiqueta proporcionada por el laboratorio con todos los datos del remitente.



Emergencia Sanitaria



Si envía las muestras por empresa de transporte recuerde que la cadetería de La Estanzuela pasa por las agencias de Colonia del Sacramento los días martes y viernes a las 8:00 Hs.

No aseguramos la conservación de las muestras llegadas fuera de estos días y horarios.

En caso de traerlas personalmente al Laboratorio, el horario es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 Hs.



Elaborado por: JC
 Aprobado por: AC

INIA LE
 INIA LE

Fecha: 06/07/2020
 Fecha: 15/07/2020