

Código: DOC-LE-ci-01 **Versión N°: 03**
Título: ACONDICIONAMIENTO Y ENVÍO DE MUESTRAS DE LECHE DE VACA INDIVIDUAL AL LABORATORIO

 <p>Coordinar la necesidad de materiales al menos 7 días antes del muestreo al 45748000 int 1425 o lacalinia@inia.org.uy</p>	<p>Consultar costos y formas de pago en: www.inia.uy/productos-y-servicios/laboratorios/Laboratorio-de-Calidad-de-Leche</p>
<p>Recibirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conservadora(s) de espumaplast. - Frascos de plástico con preservante líquido Lactopol (rojo-anaranjado) y etiqueta para identificar la muestra. - Etiqueta autoadhesiva de color azul, para usar cuando mande las muestras. 	
<p>En el muestreo cuidar que el Lactopol no esté seco.</p> <p>Llenar los frascos hasta la mitad entre la línea indicadora y la parte superior.</p>	 <p>Enseguida de llenarlo invertir varias veces para mezclar bien.</p> <p>Identificar la muestra con lapicera común o lápiz y letra legible.</p>
 <p>Colocar los frascos en la caja orientando las tapas todas hacia el mismo lugar, evita que se destapen con el movimiento.</p>	<p>Conservar las muestras refrigeradas (4-8°C) o en un lugar fresco hasta el envío (no congelar).</p> 
<p>Se recomienda rellenar el espacio entre los frascos y la tapa con papel o cartón.</p> <p>Colocar la etiqueta proporcionada por el laboratorio con todos los datos del remitente.</p>	
 <p>Si envía las muestras por empresa de transporte, la cadetería de La Estanzuela pasa por las agencias de Colonia del Sacramento los días martes y viernes a las 8:00 Hs.</p> <p>No aseguramos la conservación de las muestras llegadas fuera de estos días y horarios.</p>	<p>En caso de traerlas personalmente al Laboratorio, el horario es de</p> <p>lunes a viernes de 8:00 a 16:00 Hs.</p> 

<p>Elaborado por: JC Aprobado por: AC</p>	<p>INIA LE INIA LE</p>	<p>Fecha: 12/10/2022 Fecha: 12/10/2022</p>
---	----------------------------	--